



## Препарат «Bioneutral AF 103»

### Назначение

Препарат «Bioneutral AF 103» представляет собой противопенное и деаэрационное средство и может использоваться в качестве противопенной добавки к латексам, водо-эмульсионным краскам, печатным краскам, товарам бытовой химии, пластификаторам для бетона и к концентратам и эмульсиям СОЖ, а также для предотвращения пенообразования оборотных и сточных вод.

«Bioneutral AF 103» не является токсичным веществом и не оказывает негативного влияния на качество проклейки.

### Активные компоненты

Смесь олигомеров

### Физико-химические характеристики

Таб.1

Внешний вид	Жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета
Плотность г/см <sup>3</sup>	1.0 ± 0.1

### Методика и рекомендации по применению

Типичная дозировка: 0.1-1.5 % в пересчете на всю рецептуру.

Для снижения пены на стадия очистки сточных вод «Bioneutral AF 103», дозируются перед местом пенообразования, обычно в количестве 10 – 100 мг/л. Для всех остальных случаев дозировка подбираются опытным путем.

### Сервисные услуги

ООО «НПФ БАЛТСИНТЕЗ» оказывает технические услуги по лабораторным химическим и микробиологическим испытаниям и подбору оптимальных условий использования препарата.

### Требования безопасности и условия хранения

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть количеством воды с мылом. При попадании в глаза – промыть струей воды в течение 1 – 2 мин.

Не следует подвергать препарат замораживанию и нагреву выше 50 °С.

Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

### Упаковка

Препарат «Bioneutral AF 103» может поставляться в полиэтиленовых емкостях вместимостью 200-1000 дм<sup>3</sup> или в канистрах из полиэтилена вместимостью 30 дм<sup>3</sup>.